

SKG

4356E
NECK MASSAGER



4356E Instrukcja użytkowania

- W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, kontrolka przycisku zasilania zmieni kolor z niebieskiego na żółty, potwierdzając to dźwiękiem "Low battery". Możesz podłączyć kabel USB do adaptera (zakres wyjściowy: 5V,1-2A), który spełnia obecne standardy urządzeń domowych. W celu naładowania, możesz również podłączyć urządzenie do interfejsu USB komputera. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie migać żółtym światłem, a po pełnym naładowaniu światłem niebieskim. Do pełnego naładowania baterii potrzebne są cztery godziny i zapewnią to działanie urządzenia przez trzy do czterech godzin.
- Przed użyciem należy najpierw zwilżyć skórę kregosłupa szyjnego mokrym ręcznikiem, a następnie założyć urządzenie na szyję, zbliżyć elektrodę do skóry, włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią intensywność i tryb masażu.
- Dłgie (przez dwie sekundy) naciśnięcie przycisku "D", włącza urządzenie (potwierdzone dźwiękiem "Hi SKG, Daily mode" i podświetleniem przycisku).
- Urządzenie posiada trzy tryby (tryb dzienny, tryb rekreacyjny, tryb ćwiczeń). Domyślnie uruchamiany jest tryb dzienny z poziomem intensywności (0). Każde naciśnięcie przycisku "D" spowoduje zmianę trybu na kolejny. Każda zmiana trybu sygnalizowana jest dźwiękiem. Po przełączeniu trybu, intensywność działania powraca do domyślnego poziomu (0). Dłgie (przez dwie sekundy) naciśnięcie przycisku "D", gdy urządzenie jest włączone, spowoduje jego wyłączenie sygnalizowane dźwiękiem "Bye".
- Przycisk "+" służy do zwiększania intensywności pracy urządzenia. Po każdym naciśnięciu przycisku, urządzenie przełączy się na wyższy poziom, co sygnalizowane jest dźwiękiem. Intensywność jest podzielona na 15 poziomów (0,1,2... 14,Max). Kiedy intensywność jest na poziomie 14, po naciśnięciu przycisku "+", urządzenie wyśle słyszalny dźwięk "Max". Jeśli przycisk "+" zostanie naciśnięty ponownie, wyemituje to ponownie dźwięk "Max", nie zmieniając natężenia pracy urządzenia.
- Przycisk "-" służy do zmniejszania intensywności pracy urządzenia. Po każdym naciśnięciu przycisku, urządzenie przełączy się na niższy poziom, co sygnalizowane jest dźwiękiem. Intensywność jest podzielona na 15 poziomów (14,13,12 ... 1,Min). Gdy intensywność jest na poziomie 1, po naciśnięciu przycisku "-", urządzenie wyśle słyszalny dźwięk "Min". Jeśli przycisk "-" zostanie naciśnięty ponownie, wyemituje to ponownie dźwięk "Min", nie zmieniając natężenia pracy urządzenia.
- Przycisk "}" jest umożliwiał włączenie i wyłączenie funkcji ogrzewania. Naciśnięcie go włącza funkcję ogrzewania, co sygnalizowane jest dźwiękiem "Start heating". Dwie elektrody nagrzewają się do temperatury około 37-43° C. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku, funkcja ogrzewania zostanie wyłączona, co sygnalizowane jest dźwiękiem "Stop heating".

- Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 15 minutach działania, co zostanie zasygnalizowane dźwiękiem "Bye". Gdy urządzenie jest włączone, a produkt nie jest używany prawidłowo lub funkcje ogrzewania i masażu nie są aktywowane, produkt zostanie automatycznie wyłączony po 30 +/-10 sekundach, co zostanie zasygnalizowane dźwiękiem "Bye".

- Gdy poziom baterii jest niski, urządzenie wyśle dźwiękowy sygnał "Low battery". Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, wyśle ono dźwiękowy sygnał "Bye" i zostanie automatycznie wyłączone.

Środki ostrożności

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie należy używać tego produktu razem z następującymi urządzeniami medycznymi i urządzeniami elektronicznymi:
 - Rozrusznik serca i inne wszczepialne medyczne urządzenia elektroniczne;
 - Medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak ECG, które podtrzymują życie;
 - Elektrokardiograf i inne medyczne urządzenia elektroniczne;*Może spowodować nieprawidłowe działanie tych medycznych urządzeń elektronicznych, co może zagrażać życiu.
- Nie wolno go stosować na stacjach benzynowych, w warsztatach z nadmiernymi pyłami, gazem i w innych miejscach występowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

⚠ Ostrzeżenie

- W przypadku jednoczesnego zastosowania na pacjencie sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i masażera, elektroda masażera może spowodować oparzenia lub uszkodzić masażer.
- Gdy produkt jest stosowany w pobliżu (1m) urządzenia do leczenia falami krótkimi lub mikrofalami, działanie masażera może być niestabilne.
- Podczas masażu nie należy dopuścić do kontaktu elektrody z ranami i bliznami.
- Podczas masażu nie należy umieszczać elektrody w pobliżu serca. W przeciwnym razie zwiększy to ryzyko wystąpienia migotania serca.

- Produkt jest zalecany do stosowania przez jednego użytkownika. W przypadku, gdy jest używany przez dwóch lub więcej użytkowników, elektroda powinna być wyszczyszona przed kolejnym użyciem.
- Podczas używania produktu, elektroda powinna równomiernie, ściśle przylegać do skóry.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Gorący kompres na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 15 minut) może spowodować oparzenia niskotemperaturowe.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu w trakcie lub po użyciu należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- Ten produkt zawiera baterię litową. Nie należy demontować, modyfikować, zanurzać ani wrzucać go do ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub wybuch.
- Osoby przedstawione poniżej, przed użyciem tego produktu powinny skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie, użytkowanie może to spowodować dyskomfort lub doprowadzić do wypadku.

- 1. Pacjenci, którzy korzystają z pomocy medycznej i źle się czują.
- 2.Pacjenci cierpiący na zaburzenia pracy serca i nerwów mózgowych.
- 3.Pacjenci, których temperatura przekracza 38 stopni (gorączka).
- 4.Pacjenci cierpiący na choroby zakaźne.
- 5.Pacjenci z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłowościami skórnymi.
- 6.Pacjenci przyjmujący leki.
- 7.Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.
- 8. Osoby, z brakiem możliwości swobodnego wyrażania swojej woli
- 9.Pacjenci cierpiący na zaburzenia czucia z powodu zaburzeń krążenia obwodowego spowodowanych cukrzycą itp.
- 10.Pacjenci z alergią skórną na elektrodę ze stali nierdzewnej.
- Użytkowanie jest zabronione w następujących okolicznościach:
 - 1.Pacjenci z nowotworami złośliwymi
 - 2.Pacjenci z tendencją do krwotoków
 - 3.Kobiety w ciąży i karmiące
 - 4.Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
 - 5.Użytkownicy rozruszników serca
 - 6.Pacjenci z metalowymi implantami
 - 7.W pobliżu ludzkiego serca
- Nie należy stosować produktu w pobliżu serca, nad szyją, głową, ustami, częściami intymnymi lub częściami z chorobami skóry i nie masuj podszew obu stóp jednocześnie. Ponadto, podczas używania nie należy uciskać organów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wypadek lub dyskomfort.

- Nie należy stosować produktu z innymi wyrobami medycznymi, ani nie używać więcej niż dwóch zestawów produktu w tym samym czasie. W przeciwnym razie może to spowodować nudności lub dyskomfort.
- Nie należy stosować urządzenia do celów innych niż masaż opisany w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy używać elektrody z brakującymi lub uszkodzonymi powierzchniami. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy demontować, naprawiać i modyfikować tego produktu bez pozwolenia. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem.

⚠ Uwaga

- W przypadku dyskomfortu spowodowanego nieprawidłowością działania produktu należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- W przypadku wystąpienia dziwnego uczucia na ciele lub skórze należy skonsultować się z lekarzem i zastosować się do jego zaleceń.
- Podczas masażu, aby przenieść elektrodę lub umieścić ją na innych osobach, upewnij się, że odłączone jest zasilanie. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie masuj się używając jednocześnie innego sprzętu elektronicznego. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych (np. błędny czas na zegarku elektronicznym).
- W przypadku nieprawidłowego działania, należy natychmiast zdjąć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie może wystąpić rozgrzanie się urządzenia do wysokiej temperatury lub zwarcie, prowadzące do wypadku. Jednocześnie należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
- Nie należy podłączać odłączać kabla ładowania USB mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub inny wypadek.
- Nie należy pozwalać dzieciom lub osobom niezdolnym do świadomego wyrażania opinii na używanie urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować wypadki lub dyskomfort fizyczny.
- Nie należy używać produktu w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka, ani nie używać produktu podczas kąpieli. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem i uszkodzenie produktu.

- Nie należy używać produktu, gdy jesteś w łóżku. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo. Ponadto, elektroda może zostać przemieszczona na inne części ciała i powodować dyskomfort.
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu. W przeciwnym razie może to spowodować dyskomfort z powodu nadmiernej stymulacji, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.
- Nie należy przywierać elektrody do jednego obszaru ciała przez długi czas. W przeciwnym razie może to spowodować zapalenie skóry.
- Podczas masażu nie należy dotykać elektrody metalowymi częściami paska, naszyjnika, itp. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie należy nakładać produktu na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 30 minut). W przeciwnym razie może to spowodować zmęczenie mięśni w masowanej części ciała i dyskomfort.
- Należy nosić ten produkt prawidłowo. Służy on do stosowania na kregosłupie szyjnym i powinien noszony być symetrycznie. W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub dyskomfortu.
- Odłączając kabel ładowania USB od produktu, nie należy ciągnąć za kabel. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Użytkownicy, którzy nie są wrażliwi na ciepło lub są zbyt wrażliwi na ciepło, powinni przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Gdy produkt jest w użyciu przez długi czas, powierzchnia będzie gorąca, co jest normalne.

⚠ Sugestie dotyczące użytkowania

- Przed użyciem proszę upewnić się, że przyciski na urządzeniu działają prawidłowo.
- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub nie było używane przez dłuższy czas, aby zapewnić jego normalne funkcjonowanie, proszę naładować je zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku utylizacji tego produktu, proszę zutylizować go zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obowiązującymi na danym terytorium. W przeciwnym razie może to spowodować zanieczyszczenie środowiska.
- Docelowymi użytkownikami tego produktu są osoby w wieku 16 lat i więcej.
- Nie należy używać, ani przechowywać tego produktu w następujących miejscach: Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Miejsca narażone na wysoką temperaturę i wilgotność W pobliżu wody Miejsca z nadmiernym zapyleniem Miejsca z dymem lub ogniem Miejsca narażone na wibracje Miejsca narażone na silny elektromagnetyzm