

SKG

K5Pro
NECK MASSAGER



K5pro Instrukcja obsługi

- Najpierw należy zwilżyć skórę odcinka szyjnego kręgosłupa i założyć produkt.
- Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać kółko przewijania przez 2 sekundy – włączenie urządzenia zostanie potwierdzone przez komunikat głosowy. Domyślny poziom intensywności pracy urządzenia to (0). Przewijanie kółka w górę zwiększa poziom intensywności pracy; przewijanie kółka w dół zmniejsza intensywność. Poziomy intensywności pracy można zmieniać w zakresie 0-9. Podczas przewijania, urządzenie podaje głosowo informację o aktualnym poziomie.
- Rodzaj masażu uzależniony jest od wyboru jednego z czterech trybów pracy (tryb uciskania, tryb ugniatania, tryb bicia, tryb zintegrowany). Zmiana trybu następuje poprzez krótkie naciśnięcie kółka przewijania. Przy każdym przełączeniu trybu masażu, intensywność pracy urządzenia powraca do domyślnego poziomu (0). Po ponownym włączeniu, urządzenie powróci do ostatnio wykorzystywanego trybu masażu.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać kółko przewijania przez 2 sekundy.
- Krótkie naciśnięcie przycisku „Hot compress” powoduje przełączanie poziomów ogrzewania: niskie ogrzewanie, średnie ogrzewanie, wysokie ogrzewanie, ogrzewanie wyłączone. Po przełączeniu, urządzenie poinformuje dźwiękowo o aktualnym poziomie ogrzewania. Temperatury odpowiadające niskiemu poziomowi ogrzewania, średniemu poziomowi ogrzewania i wysokiemu poziomowi ogrzewania wynoszą odpowiednio 38 C, 40 C, 42 C
- Działanie urządzenia zaplanowane jest na 15 minut ciągłej pracy. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Działające urządzenie wyłączy się automatycznie po 120 sekundach, jeśli produkt nie jest prawidłowo noszony lub zdjęty z szyi.

Ładowanie produktu

- Gdy poziom baterii jest niski, zaświeci się pomarańczowa lampka przycisku zasilania. Podłącz jedną stronę kabla zasilania do portu ładowania urządzenia, a drugą stroną do ładowarki telefonu komórkowego (wyjście 5V 1-2A). Ładowanie sygnalizowane jest świeceniem się pomarańczowej lampki. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, lampka zaświeci się na niebiesko.

Porady

- Zaleca się stosowanie masażu nie dłużej niż pół godziny dziennie.
- Po użyciu należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.
- Nie należy stawiać na urządzeniu innych ciężkich przedmiotów.

Rutynowa konserwacja

- Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i oczyścić elektrodę wilgotną bibułą. Gdy jest szczególnie zabrudzona, należy użyć niewielkiej ilości alkoholu medycznego (stężenie alkoholu 75%).
- Podczas codziennej konserwacji należy używać neutralnego środka czyszczącego i miękkiej szmatki do wycierania. Nie należy używać żrących środków czyszczących i nie moczyć ani nie plukać w wodzie.
- Podczas procesu czyszczenia należy zapobiec dostaniu się wody lub innej cieczy do urządzenia, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.

Środki ostrożności

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie należy używać tego produktu razem z następującymi urządzeniami medycznymi i urządzeniami elektronicznymi:
 - Rozrusznik serca i inne wszczepialne medyczne urządzenia elektroniczne;
 - Medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak ECMO, które podtrzymują życie;
 - Elektrokardiograf i inne medyczne urządzenia elektroniczne;*Może spowodować nieprawidłowe działanie tych medycznych urządzeń elektronicznych, co może zagrażać życiu.
- Nie wolno go stosować na stacjach benzynowych, w warsztatach z nadmiernymi pyłami, gazem i w innych miejscach występowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

⚠ Ostrzeżenie

- W przypadku jednoczesnego zastosowania na pacjencie sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i masażera, elektroda masażera może spowodować oparzenia lub uszkodzić masażer.
- Gdy produkt jest stosowany w pobliżu (1m) urządzenia do leczenia falami krótkimi lub mikrofalami, działanie masażera może być niestabilne.
- Podczas masażu nie należy dopuścić do kontaktu elektrody z ranami i bliznami.
- Podczas masażu nie należy umieszczać elektrody w pobliżu serca. W przeciwnym razie zwiększy to ryzyko wystąpienia migotania serca.
- Produkt jest zalecany do stosowania przez jednego użytkownika. W przypadku, gdy jest używany przez dwóch lub więcej użytkowników, elektroda powinna być wyczyszczona przed kolejnym użyciem.
- Podczas używania produktu, elektroda powinna równomiernie, ściśle przylegać do skóry.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Gorący kompres na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 15 minut) może spowodować oparzenia niskotemperaturowe.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu w trakcie lub po użyciu należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- Ten produkt zawiera baterię litową. Nie należy demontować, modyfikować, zanurzać ani wrzucać go do ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub wybuch.

- Osoby przedstawione poniżej, przed użyciem tego produktu powinny skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie, użytkowanie może to spowodować dyskomfort lub doprowadzić do wypadku.

- 1. Pacjenci, którzy korzystają z pomocy medycznej i źle się czują.
 - 2. Pacjenci cierpiący na zaburzenia pracy serca i nerwów mózgowych.
 - 3. Pacjenci, których temperatura przekracza 38 stopni (gorączka).
 - 4. Pacjenci cierpiący na choroby zakaźne.
 - 5. Pacjenci z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłowościami skórnymi.
 - 6. Pacjenci przyjmujący leki.
 - 7. Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.
 - 8. Osoby, z brakiem możliwości swobodnego wyrażania swojej woli
 - 9. Pacjenci cierpiący na zaburzenia czucia z powodu zaburzeń krążenia obwodowego spowodowanych cukrzycą itp.
 - 10. Pacjenci z alergią skórną na elektrodę ze stali nierdzewnej.
- Użytkowanie jest zabronione w następujących okolicznościach:

- Pacjenci z nowotworami złośliwymi
- Pacjenci z tendencją do krwotoków
- Kobiety w ciąży i karmiące
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
- Użytkownicy rozruszników serca
- Pacjenci z metalowymi implantami
- W pobliżu ludzkiego serca

- Nie należy stosować produktu w pobliżu serca, nad szyją, głową, ustami, częściami intymnymi lub częściami z chorobami skóry i nie masuj podszew obu stóp jednocześnie. Ponadto, podczas używania nie należy uciskać organów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wypadek lub dyskomfort.

- Nie należy stosować produktu z innymi wyrobami medycznymi, ani nie używać więcej niż dwóch zestawów produktu w tym samym czasie. W przeciwnym razie może to spowodować nudności lub dyskomfort.

- Nie należy stosować urządzenia do celów innych niż masaż opisany w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.

- Nie należy używać elektrody z brakującymi lub uszkodzonymi powierzchniami. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.

- Nie należy demontować, naprawiać i modyfikować tego produktu bez pozwolenia. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem.

⚠ Uwaga

- W przypadku dyskomfortu spowodowanego nieprawidłowością działania produktu należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- W przypadku wystąpienia dziwnego uczucia na ciele lub skórze należy skonsultować się z lekarzem i zastosować się do jego zaleceń.
- Podczas masażu, aby przenieść elektrodę lub umieścić ją na innych osobach, upewnij się, że odłączone jest zasilanie. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie masuj się używając jednocześnie innego sprzętu elektronicznego. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych (np. błędny czas na zegarku elektronicznym).
- W przypadku nieprawidłowego działania, należy natychmiast zdjąć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie może wystąpić rozgrzanie się urządzenia do wysokiej temperatury lub zwarcie, prowadzące do wypadku. Jednocześnie należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
- Nie należy podłączać odłączać kabla ładowania USB mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub inny wypadek.
- Nie należy pozwalać dzieciom lub osobom niezdolnym do świadomego wyrażania opinii na używanie urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować wypadki lub dyskomfort fizyczny.
- Nie należy używać produktu w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka, ani nie używać produktu podczas kąpieli. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem i uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać produktu, gdy jesteś w łóżku. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo. Ponadto, elektroda może zostać przemieszczona na inne części ciała i powodować dyskomfort.
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu. W przeciwnym razie może to spowodować dyskomfort z powodu nadmiernej stymulacji, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.
- Nie należy przywierać elektrody do jednego obszaru ciała przez długi czas. W przeciwnym razie może to spowodować zapalenie skóry.
- Podczas masażu nie należy dotykać elektrody metalowymi częściami paska, naszyjnika, itp. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie należy nakładać produktu na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 30 minut). W przeciwnym razie może to spowodować zmęczenie mięśni w masowanej części ciała i dyskomfort.

- Należy nosić ten produkt prawidłowo. Służy on do stosowania na kręgosłupie szyjnym i powinien noszony być symetrycznie. W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub dyskomfortu.
- Odcłaczając kabel ładowania USB od produktu, nie należy ciągnąć za kabel. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Użytkownicy, którzy nie są wrażliwi na ciepło lub są zbyt wrażliwi na ciepło, powinni przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Gdy produkt jest w użyciu przez długi czas, powierzchnia będzie gorąca, co jest normalne.

⚠ Sugestie dotyczące użytkowania

- Przed użyciem proszę upewnić się, że przyciski na urządzeniu działają prawidłowo.
- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub nie było używane przez dłuższy czas, aby zapewnić jego normalne funkcjonowanie, proszę naładować je zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku utylizacji tego produktu, proszę zutylizować go zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obowiązującymi na danym terytorium. W przeciwnym razie może to spowodować zanieczyszczenie środowiska.
- Docelowymi użytkownikami tego produktu są osoby w wieku 16 lat i więcej.
- Nie należy używać, ani przechowywać tego produktu w następujących miejscach: Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Miejsca narażone na wysoką temperaturę i wilgotność W pobliżu wody Miejsca z nadmiernym zapyleniem Miejsca z dymem lub ogniem Miejsca narażone na wibracje Miejsca narażone na silny elektromagnetyzm