


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego




GE GARETT

Beauty Sonic Scrub


Kwestie bezpieczeństwa

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego – może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

Opis produktu



Przewód zasilający



Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
3. Podłącz mały koniec kabla ładującego do portu ładowania, a następnie do adaptera USB. Podczas ładowania urządzenie wskazuje aktualny poziom baterii.
4. Gdy urządzenie jest rozładowane, naładowanie baterii do pełna trwa około 2 godziny.
5. Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przez około 1,5 sekundy przycisk zasilania – usłyszysz dźwięk powiadamiający o włączonym urządzeniu.
6. Następnie wybierz tryb pracy, wciskając przycisk zasilania/przełączania. Zmianę trybu sygnalizuje sygnał dźwiękowy oraz podświetlenie aktualnego trybu pracy urządzenia.

Tryb 1 – Oczyszczanie skóry:

- Na umytą twarz nanieś środek do oczyszczania lub czystą wodę i rozpocznij zabieg.
- Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy która ma być czyszczona.
- Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.
- Zabieg powinien trwać około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę czystą wodą.




Tryb 2 – Lifting:

- Do podstawowego działania oczyść twarz parownikiem lub nałóż ciepły ręcznik na 5 minut.
- Nałóż na twarz esencję odżywczą i rozpocznij zabieg.
- Do usuwania zaskórników nałóż balsam na 10 minut.
- Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy, która ma być czyszczona.
- Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.
- Zabieg powinien trwać około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę czystą wodą.




Tryb 3/4 – Terapia jonowa (dodatnie Ion+/ujemne Ion-):

- Do podstawowego działania oczyść twarz parownikiem lub nałóż ciepły ręcznik na 5 minut.
- Nałóż na twarz esencję odżywczą i rozpocznij zabieg.
- Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy rozpoczynając od dołu, przesuwając kolejno do góry.
- Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.
- Zabieg powinien trwać około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę, nałóż maseczkę na zimno, następnie trzymaj twarz w parowniku przez 10 minut lub zastąp go nałożeniem ciepłym ręcznikiem. Po zabiegu oczyść twarz czystą wodą.



Porady dla użytkownika

Kierunki prowadzenia łopatki po twarzy podczas zabiegu



1. Podczas korzystania z produktu należy trzymać dłoń tak, aby zakrywała częściowo boczne detektory do poprawnego działania trybu 3/4.
2. Podczas używania produktu kąt łopatki powinien wynosić około 45 stopni, w kierunku przeciwnym do kierunku porów.
3. Produkt jest specjalnym urządzeniem do peelingu kosmetycznego, nie należy używać go do innych celów.
4. Nie należy stosować na obszary z problemami skórными, po operacjach plastycznych, oparzeniach słonecznych, skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.
5. Zaleca się stosowanie urządzenia 2-3 razy w tygodniu.
6. Przed rozpoczęciem i po zakończonym zabiegu należy wyczyścić łopatkę do wydłużenia żywotności urządzenia.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu środków chemicznych lub detergentów.

Problemy techniczne

Objawy	Możliwe powody	Rozwiązania
Brak wibracji	Nieprawidłowe ustawienie łopatki.	Sprawdź, czy pozycja łopatki się nie zmieniła, możesz spróbować delikatnie ją poprawić.
	Słabe działanie lub całkowite uszkodzenie modułu wibracyjnego.	Kontakt z serwisem.
Nie uruchamia się	Rozładowana bateria.	Podłącz urządzenie do ładowania i odczekaj 2 godziny.
	Bateria uszkodzona w wyniku długiego okresu nieużywania.	Kontakt z serwisem.
	Uszkodzenia spowodowane dostaniem się wody do wnętrza urządzenia.	Kontakt z serwisem.
Funkcja Ion nie działa	Brak kontaktu dłoni z bocznymi detektorami.	Podczas zabiegu należy trzymać urządzenie w dłoni tak, by zakrywała ona częściowo boczne detektory.
	Uszkodzenie przycisku/przełącznika.	Kontakt z serwisem.
	Uszkodzenia spowodowane dostaniem się wody do wnętrza urządzenia.	Kontakt z serwisem.

W przypadku dalszych problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Sonic Scrub

Wymiary: 195 × 96 × 38 mm

Waga: 86 g

Napięcie: 3,7 V

Bateria: 550 mAh

Częstotliwość pracy łopatkki: 28 kHz

Uwaga: Nie zaleca się korzystania kobietom w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego, osobom narażonym na reakcje alergiczne oraz mającym problemy skórne. Osoby te nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

Gwarancja / Reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać je wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.

USER MANUAL

Cavitation peeling device




GE GARETT

Beauty Sonic Scrub


Safety issues

1. Please read this manual carefully before using this product and keep it for future reference.
2. The product is charged with the charging kit provided.
3. It is forbidden to use this product while charging.
4. The product is not waterproof; do not submerge it in water.
5. Do not unplug the device from the outlet or use it with wet hands.
6. To avoid accidents, do not touch the metal part of the plug.
7. Do not destroy, modify, bend or twist the power cord - it may damage it.
8. Avoid getting the charging port and power cord dirty.
9. Charging should be stopped if the power plug or cord is damaged or becomes hot during charging.
10. Clean the device to avoid gathering dust and dirt.
11. Do not store the product in the bathroom, humid places, at high temperatures, as this may cause electric shock or fire.
12. Do not destroy the product, throw it or modify it. In the event of damage, stop using it.
13. Do not use the device around irritated, allergic or inflamed skin. In this case, please contact your doctor.
14. Children should not be allowed to use it or play with it.
15. Pregnant women or women during the menstrual cycle should not use the product without first consulting a doctor.

Product description



Charging cable



Instructions for use

1. Make sure the device is charged before using it for the first time.
2. If there is no reaction after pressing the power button, connect the device to charging.
3. Connect the small end of the charging cable to the charging port and then to the USB adapter. While charging, the device shows the current battery level.
4. When the device is discharged, it takes about 2 hours to charge the battery fully.
5. To turn on the device, press and hold the power button for about 1.5 seconds - you will hear a sound notifying that the device is turned on.
6. Then select the operating mode by pressing the power / switch button. The change of the mode is indicated by a sound signal and the lighting of the current operating mode of the device.

Mode 1 – Cleansing the skin:

- Apply a cleanser or clean water onto the washed face and start the treatment.
- Move along the facial contours to be cleaned slowly.
- Remember to slope the spatula down against the pore direction.
- The treatment should take about 10 minutes.
When finished, cleanse your skin with clean water.




Mode 2 – Lifting:

- For basic use, clean your face with a steamer or apply a warm towel for 5 minutes.
- Apply a nourishing essence to your face and start the treatment.
- To remove blackheads, apply the balm for 10 minutes.
- Move along the facial contours to be cleaned slowly.
- Remember to slope the spatula down against the pore direction.
- The treatment should take about 10 minutes.
When finished, cleanse your skin with clean water.




Mode 3/4 – Ion Therapy (Positive Ion+ / Negative Ion-):

- For basic use, clean your face with a steamer or apply a warm towel for 5 minutes.
- Apply a nourishing essence to your face and start the treatment.
- Move along the facial contours to be cleaned slowly, starting from the bottom and moving upwards one by one.
- Remember to slope the spatula down against the pore direction.
- The treatment should take about 10 minutes. When finished, cleanse the skin, apply a cold mask, then keep your face in the steamer for 10 minutes or replace it with a warm towel. After the treatment, clean your face with clean water.



Tips for user

Directions for the scapula movements during the procedure



1. When using the product, please keep your hand partially covering the side detectors for the correct operation of the 3/4 mode.
2. When using the product, the spatula angle should be about 45 degrees against the pore direction.
3. The product is a special cosmetic peeling device; do not use it for other purposes.
4. Do not use on areas with skin problems, after plastic surgery, sunburn, on irritated, allergic or inflamed skin.
5. It is recommended to use the device 2-3 times a week.
6. Before starting and after finishing the treatment, clean the spatula to extend the service life of the device.

Repair and maintenance

1. In the event of damage or failure, please stop using this product and contact the Garrett service. Any attempts to repair it on your own may damage the device and will invalidate the warranty.
2. Clean the device only with a soft, slightly damp cloth. Do not use chemicals or detergents for this purpose.

Technical problems

Symptoms	Possible reasons	Solutions
No vibration	Incorrect spatula position.	Check whether the spatula position has not changed, you can try to slightly correct it.
	Poor function or complete failure of the vibration module.	Contact the service.
It does not start	Uncharged battery.	Connect the device to charging and wait 2 hours.
	Battery damaged due to long period of disuse.	Contact the service.
	Damage caused by ingress of water into the interior of the device.	Contact the service.
Ion function does not work	No hand contact with side detectors.	During the procedure, hold the device in your hand so that it partially covers the side detectors.
	Defective button / switch.	Contact the service.
	Damage caused by ingress of water into the interior of the device.	Contact the service.

In case of further problems, please contact our Technical Support Department: serwis@garett.pl

Technical specification

Product name: Garrett Beauty Sonic Scrub

Dimensions: 195 × 96 × 38 mm

Weight: 86 g

Voltage: 3,7 V

Battery: 550 mAh

Spatula operation frequency: 28 kHz

Note: It is not recommended to be used by pregnant women or during the menstrual cycle, for people prone to allergic reactions and with skin problems. These people should not use the product without first consulting a physician.

Warranty / Complaint

The product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover: defects and damage caused by the user's fault or as a result of improper use (not in accordance with the intended use), mechanical damage and resulting from the use of accessories other than those included in the set, consumables. When complaining about the product, please complete the warranty card attached to the device and send it together with the proof of purchase to the service address provided on the warranty card.

Contact details available on the website:

www.garett.eu

Producer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.eu



Correct Disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

The marking on the product or in related texts indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To avoid harmful effects on the environment and human health due to uncontrolled waste disposal, please separate the product from other types of waste and recycle responsibly to promote the reuse of material resources as permanent practice. Household users may obtain information on where and how to recycle this product for the environment in a safe way from the retailer where they purchased the product or from local authorities. Business users should contact their supplier and check the terms of the purchase contract. The product should not be disposed of with other commercial waste.



Made in P.R.C.