

# **Actim® PROM**

**Застосування:** Actim® PROM – якісний імунохроматографічний тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях під час вагітності.

***Для професійного використання!***

**Загальна інформація:** Actim® PROM виявляє протеїн-1, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (ПЗІФ-1), який є основним білком амніотичної рідини і є маркером амніотичної рідини в пробі вагінальних виділень.

У нормі ПЗІФ-1 не міститься у виділеннях з піхви. При передчасному розриві плідних оболонок навколоплідні води з великою концентрацією ПЗІФ-1 потрапляють до піхви. Наявність у пробі вагінальних виділень виявляють за допомогою тесту Actim® PROM.

**Переваги теста:**

- **швидко:** результат через 5 хв.
- **точно – межа виявлення ПЗІФ-1 складає 25 мкг/л<sup>1</sup>**
- **зручно**

**Комплектація:**

- тест-смужка
- стерильний поліефірний тампон для забору зразка
- пробірка з буфером (0,5 мл) для екстракції
- інструкція

**Умови зберігання:** Зберігати тест запакованим при температурі 2-25°C. Тест може зберігатися протягом 2-х місяців при температурі від 2°C до 30°C. Всі компоненти тесту повинні бути використані до кінця терміну придатності, вказаному на упаковці. Не замораживати!