

### Інструкція з використання

Дякуємо Вам за вибір нашого бандажа попереково-крижового ARMOR ARC260K / ARC320K. Даний бандаж виготовлено із високоякісного матеріалу із вмістом 40% бавовни, що робить використання виробу максимально безпечним і комфортним. Наявність 6 ребер жорсткості забезпечує максимально ефективну дію виробу. Наявність з'ємної подушки у ділянці попереку дозволяє забезпечити максимальне прилягання виробу до тіла. Додаткові еластичні ремені забезпечують необхідний рівень компресії попереку. Завдяки параметрам (висота 26 см) зручний у використанні людьми низького та середнього зросту. Високу якість виробу підтверджено міжнародними та європейськими сертифікатами на відповідність стандартам якості ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### Показання:

Виріб використовують при остеохондрозі, спондилозі, спондилоартрозі, радикуліті, зміщеннях і грижах міжхребцевих дисків, защемленні нервів, травмах, слабкості м'язів поперекового відділу хребта, хронічних болях у попереково-крижовому відділі. Виріб забезпечує надійну фіксацію та підтримку попереково-крижового відділу хребта, розслаблення м'язів спини та нормалізацію кровообігу. Виріб чудово моделює контури тіла. Непомітний під одягом.

#### Спосіб використання:

Виріб рекомендується надягати на нижню білизну, лежачи на спині на рівній жорсткій чи напівжорсткій поверхні. Виріб необхідно надягати широкою частиною на попереk. На глибокому вдосі при втягнутому животі необхідно зафіксувати пояс за допомогою застібки-липучки. Додатково зафіксувати еластичні ремені за допомогою застібки-липучки. Відрегулюйте прилягання виробу, враховуючи особливості фігури.

Підбирати розмір необхідно безпосередньо за обхватом талії відповідно до шкали.

Розмір	S	M	L	XL	XXL
Обхват талії, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

**Тривалість носіння виробу:** Від 2 до 12 годин на добу залежно від стану здоров'я та рекомендацій лікаря. Індивідуальний режим і строки носіння визначає лікар. Можливість використання виробу довше, ніж визначено курсом лікування, повинна бути погоджена з лікарем. Не припиняти використання виробу без погодження з лікарем.

**Склад:** Бавовна 40%, нейлон 30%, полівіскон 15%, еластан 15%, 2 сталеві ребра жорсткості, 4 пластикових ребра жорсткості.

**Колір:** Бежевий, чорний.

**Особливості застосування:** Для більш ефективної дії виробу перед початком його застосування порадьтеся з лікарем. Не допускається зміна конструкції виробу. Не допускається експлуатація пошкодженого виробу.

**Застереження при використанні:** Місцеві захворювання шкіри, вагітність. При гіперчутливості до компонентів матеріалу необхідно надягати виріб на нижню білизну. Не надягати виріб під час застосування зігріваючих мазей.

**Догляд за виробом:** Перед пранням ви́няти сталеві ребра жорсткості. Застосовувати ручне прання м'якими миючими засобами при температурі не вище +30°C. Під час прання не терти і не викручувати. Сушити подалі від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухій хімічній чистці. Не піддавати впливу високих температур (вище +120°C).

**Умови зберігання:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +40°C, подалі від джерел тепла, прямого сонячного світла та пилу.

**Строк служби:** Необмежений.

**Гарантійний строк:** 12 місяців з дати купівлі.

**Не є гарантійними випадками:** Механічні пошкодження (включаючи випадкові). Пошкодження, викликані використанням виробу не за призначенням; дефекти, що виникли внаслідок порушення правил і умов експлуатації та зберігання, правил догляду за виробом. Несанкціонований ремонт або внесення змін у конструкцію.

**Дата виробництва:** Див. на упаковці. **Розмір:** Див. на упаковці. **Колір:** Див. на упаковці.



**Виробник:**

Хегелі Ортопедік Урунлер Сан. Ве Тік. Лтд. Сті.

Джихангір Мах. Сехіт Піяде Ер Явуз Бахар Сок. No:4 Міраббо Санаї Сітезі Д: Блок Кат:3 Амбарлі – Авджиляр – Стамбул – Туреччина

**Уповноважений представник:** ТОВ «Інвестком», Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1 тел./факс (044)578-28-29



ISO 9001

ISO 13485

### Інструкція з використання

Дякуємо Вам за вибір нашого бандажа попереково-крижового ARMOR ARC260K / ARC320K. Даний бандаж виготовлено із високоякісного матеріалу із вмістом 40% бавовни, що робить використання виробу максимально безпечним і комфортним. Наявність 6 ребер жорсткості забезпечує максимально ефективну дію виробу. Наявність з'ємної подушки у ділянці попереку дозволяє забезпечити максимальне прилягання виробу до тіла. Додаткові еластичні ремені забезпечують необхідний рівень компресії попереку. Завдяки параметрам (висота 26 см) зручний у використанні людьми низького та середнього зросту. Високу якість виробу підтверджено міжнародними та європейськими сертифікатами на відповідність стандартам якості ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### Показання:

Виріб використовують при остеохондрозі, спондилозі, спондилоартрозі, радикуліті, зміщеннях і грижах міжхребцевих дисків, защемленні нервів, травмах, слабкості м'язів поперекового відділу хребта, хронічних болях у попереково-крижовому відділі. Виріб забезпечує надійну фіксацію та підтримку попереково-крижового відділу хребта, розслаблення м'язів спини та нормалізацію кровообігу. Виріб чудово моделює контури тіла. Непомітний під одягом.

#### Спосіб використання:

Виріб рекомендується надягати на нижню білизну, лежачи на спині на рівній жорсткій чи напівжорсткій поверхні. Виріб необхідно надягати широкою частиною на попереk. На глибокому вдосі при втягнутому животі необхідно зафіксувати пояс за допомогою застібки-липучки. Додатково зафіксувати еластичні ремені за допомогою застібки-липучки. Відрегулюйте прилягання виробу, враховуючи особливості фігури.

Підбирати розмір необхідно безпосередньо за обхватом талії відповідно до шкали.

Розмір	S	M	L	XL	XXL
Обхват талії, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

**Тривалість носіння виробу:** Від 2 до 12 годин на добу залежно від стану здоров'я та рекомендацій лікаря. Індивідуальний режим і строки носіння визначає лікар. Можливість використання виробу довше, ніж визначено курсом лікування, повинна бути погоджена з лікарем. Не припиняти використання виробу без погодження з лікарем.

**Склад:** Бавовна 40%, нейлон 30%, полівіскон 15%, еластан 15%, 2 сталеві ребра жорсткості, 4 пластикових ребра жорсткості.

**Колір:** Бежевий, чорний.

**Особливості застосування:** Для більш ефективної дії виробу перед початком його застосування порадьтеся з лікарем. Не допускається зміна конструкції виробу. Не допускається експлуатація пошкодженого виробу.

**Застереження при використанні:** Місцеві захворювання шкіри, вагітність. При гіперчутливості до компонентів матеріалу необхідно надягати виріб на нижню білизну. Не надягати виріб під час застосування зігріваючих мазей.

**Догляд за виробом:** Перед пранням ви́няти сталеві ребра жорсткості. Застосовувати ручне прання м'якими миючими засобами при температурі не вище +30°C. Під час прання не терти і не викручувати. Сушити подалі від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухій хімічній чистці. Не піддавати впливу високих температур (вище +120°C).

**Умови зберігання:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +40°C, подалі від джерел тепла, прямого сонячного світла та пилу.

**Строк служби:** Необмежений.

**Гарантійний строк:** 12 місяців з дати купівлі.

**Не є гарантійними випадками:** Механічні пошкодження (включаючи випадкові). Пошкодження, викликані використанням виробу не за призначенням; дефекти, що виникли внаслідок порушення правил і умов експлуатації та зберігання, правил догляду за виробом. Несанкціонований ремонт або внесення змін у конструкцію.

**Дата виробництва:** Див. на упаковці. **Розмір:** Див. на упаковці. **Колір:** Див. на упаковці.



**Виробник:**

Хегелі Ортопедік Урунлер Сан. Ве Тік. Лтд. Сті.

Джихангір Мах. Сехіт Піяде Ер Явуз Бахар Сок. No:4 Міраббо Санаї Сітезі Д: Блок Кат:3 Амбарлі – Авджиляр – Стамбул – Туреччина

**Уповноважений представник:** ТОВ «Інвестком», Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1 тел./факс (044)578-28-29



ISO 9001

ISO 13485