

**SAM**  
MEDICAL

Chito**SAM**<sup>™</sup>

[kahy-tun-sam]

# ТАМПОНАДА ГЕМОСТАЗ КОНТРОЛЬ

## МИТСЕВА ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ

ChitoSAM<sup>™</sup> 100 – це високоефективна кровоспинна неткана пов'язка з хітозану, виготовлена безпосередньо з панцирів ракоподібних та снігового краба, отриманих з хітину. Створений для швидкої зупинки смертельної кровотечі, його простота використання надзвичайно ефективна.


Працює незалежно від порушення процесів згортання в організмі.



## ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

### ВІДКРИЙ УПАКОВКУ БУДЬ-ДЕ

Інноваційний дизайн упаковки забезпечує швидкий доступ до ChitoSAM<sup>™</sup> 100, яку можна розірвати з будь-якого боку.



## СТВОРЕНИЙ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ

- 1 **КРОВСПИННА ДІЯ**  
ChitoSAM<sup>™</sup> 100 має кровоспинну дію, еквівалентну виробам, просоченим або покритим хітозановим і кровоспинним агентами.
- 2 **ГЕМОСТАТИЧНИЙ АГЕНТ ХІТОЗАН**  
На відміну від більшості кровоспинних пов'язок, які тільки покриті або просочені хітозаном, ChitoSAM<sup>™</sup> 100 виготовляється з нетканої хітозанової марлі, скрученої безпосередньо з хітозану, отриманого з ракоподібних або панцирів снігового краба.

- 3 **ВІДКРИВАЙТЕ УПАКОВКУ БУДЬ-ДЕ**  
Інноваційний дизайн упаковки забезпечує швидкий доступ до ChitoSAM<sup>™</sup> 100, яку можна розірвати з будь-якого боку.
- 4 **Z-ПОДІБНО СКЛАДЕНА**

ChitoSAM - один із небагатьох гемостатиків, що мають 100% ефективність. Завдяки діючій речовині хітозану, гемостатик має 100% ефективність, на відміну від багатьох гемостатиків, що виробляються на основі каоліну, що активізує внутрішні процеси згортання крові. У людей з вадами згортання крові, з відсутністю факторів згортання, з гемофілією або авітамінозом вітаміну К, гемостатики на основі каоліну не здатні якісно та повністю зупинити критичну кровотечу. На відміну від гранул (порошку), ChitoSAM зупиняє кровотечу без екзотермічної реакції з виділенням тепла, завдяки чому виключає сильні опіки, біль, спікання тканин та у подальшому їх глибоке вирізання на хірургічному столі.

